



Классические массажные линии наименьшего растяжения кожи



Соответствие зон лица и внутренних органов

## Рекомендации по применению прибора «Паркес-Л» косметологического в сочетании с кремами «Здоровье семьи»

Программа	Кремы	Проблемы
1. Тканевая жидкость	Почечуйная трава	Отечность, припухлость, травмы
2. Лимфодренаж	Почечуйная трава	Пастозность кожи, целлюлит, заложенность носа,
3. Микроциркуляция. Кровообращение	Почечуйная трава	Купероз кожи, кровоподтеки, синяки, головные боли, варикоз
4. Кожа. Обменные процессы	Регенерирующий коктейль Бархатный коктейль	Сухая кожа, жирная кожа, поврежденная кожа, после чистки лица, пигментные пятна, шелушение кожи, волосы.
5. Укрепление подкожной клетчатки, мышц, воспаление	Почечуйная трава Арника или Окопник	Дряблые мышцы шеи, лица, целлюлит, боли в спине, в мышцах, головные боли
6. После грибково – клещевых поражений кожи.	Монарда Регенерирующий коктейль	Высыпания на коже, шелушение кожи, грибковое поражение ног, клещевое поражение век
7. Регенерация соединительной ткани, морщины	Арника или Окопник Бархатный коктейль	Дряблость кожи, морщины, пигментные пятна, «увядающая кожа», выпадение волос.

- При необходимости применения нескольких программ подряд, длительность использования каждой программы сокращается до 5-7 минут, при этом первой используется одна или несколько дренажных программ (1,2,3), а затем – программа на конкретную проблему (4,5,6,7);
- Для повышения эффективности фитокремов «Здоровье семьи», прибор «Паркес-Л» (косметологический) применяется через 3-5 минут после их нанесения на кожу тонким слоем.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте: <http://viavitae.ru/>